

## Ulotka informacyjna

Igły stomatologiczne z gwintem zgodne z europejskim standardem do strzykawek typu karpula, sterylizowane promieniami gamma, pokryte silikonem, jednorazowego użytku.

Punkt zgrzania, łączący nasadkę oraz zabezpieczenie gwarantuje, że igły pozostają sterylne.

### Wskazania

Igły tylko do użytku przez lekarza dentystę do znieczulenia miejscowego w stomatologii.

### Sposób stosowania

Pozycjonowanie igły na strzykawce:

1. Zerwać pasek zabezpieczający.
2. Przekręcić i pociągnąć, aby zdjąć nasadkę.
3. Umieścić igłę na strzykawce, uważając, aby nie usunąć zabezpieczenia.
4. Usunąć zabezpieczenie dokładnie w momencie bezpośrednio poprzedzającym podanie znieczulenia.

### Po użyciu:

1. Bardzo ostrożnie zdjąć igłę ze strzykawki, aby nikogo przypadkowo nie ukłuć.
2. Nie zostawiać igły niezabezpieczonej. Natychmiast po wykonaniu zabiegu usunąć igłę do specjalnego pojemnika.

### Uwaga

Nie używać, jeżeli pasek zabezpieczający jest zerwany. Igły po użyciu są wysokim źródłem zakażenia; należy być szczególnie ostrożnym, aby nikogo przypadkowo nie ukłuć. Igły mogą być użyte tylko raz i nie wolno ich ponownie sterylizować.

### Ostrzeżenia

Zatyczka nie może być ponownie nałożona, ponieważ istnieje ryzyko przypadkowego ukłucia. Raz użytej zatyczki zabezpieczającej nie wolno ponownie nakładać, a igłę należy usunąć do specjalnego pojemnika. Przechowywać w temperaturze pokojowej z dala od bezpośrednich źródeł ciepła i wilgoci. Igły do podawania znieczulenia miejscowego w stomatologii.



TECNOFAR S.p.A.  
Via della Battaglia, 17/20  
23014 Delebio (So) - Italy



Dystrybutor w Polsce:

Molteni Stomat Sp. z o.o.  
30-733, Kraków, ul. Obrońców Modlina 3  
tel. +48(12) 653 25 85, fax. +48(12) 654 15 60  
[www.moltenistomat.pl](http://www.moltenistomat.pl); [biuro@moltenistomat.pl](mailto:biuro@moltenistomat.pl)



# MOLTENI-JET®

Sterylizowane igły stomatologiczne jednorazowego użytku

Needles for dental use with hub threading, European standard for tube-ampule syringe, sterilized by gamma irradiation, silicone treated, disposable. The welding point which joins the safety cap to the protector guarantees that the needle remains sterile.

## INDICATIONS

These needles must only be used by dental surgeons for the administration of local dental anaesthesia.

## INSTRUCTIONS FOR USE

Positioning of the needle on the syringe:

1. break the seal.
2. twist and pull to remove the safety cap.
3. insert the needle into the syringe, being careful not to remove the protector.
4. remove the protector by twisting gently, just before the administration of the anaesthesia.

## After use:

1. take the needle out of the syringe very carefully, in order to avoid pricking anyone accidentally.
2. do not leave the needle lying around, but dispose of it immediately in a suitable container which conforms to regulations.

## CAUTION

Do not use if the protection seal is broken. Needles after use carry a high risk of contamination; be extremely careful not to prick anyone accidentally. These needles must be used once only and cannot be resterilized.

## WARNINGS

The safety cap must never be replaced on the needle by hand, or there could be the risk of accidentally pricking someone. Once used, the safety cap must not be replaced on the needle, but the needle must be desposed of in a suitable container which conforms to regulations, without bending, breaking or touching it in any other way. Conserve at room temperature, away from sources of direct heat and damp places. The needle is used for the administration of dental anaesthetic.



TECNOFAR S.p.A.  
Via della Battaglia, 17/20  
23014 Delebio (So) - Italy



Dystrybutor w Polsce:



Molteni Stomat Sp. z o.o.  
30-733, Kraków, ul. Obrońców Modlina 3  
tel. +48(12) 653 25 85, fax. +48(12) 654 15 60  
[www.moltenistomat.pl](http://www.moltenistomat.pl); [biuro@moltenistomat.pl](mailto:biuro@moltenistomat.pl)

01/2014 Rev.2